

ストマッカー用袋


～フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いて、ますます便利になりました～

ご使用方法


1. 検体を秤量します。



2. 希釈水と検体をストマッカー用袋に入れて混ぜます。



フィルター付ストマッカー用袋の場合

サンプルを処理した後、
切り口を開けて検液を
採集します。

特長

- フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
- チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
- すべての材料がプラスチックなので、ゴミ分別せず廃棄出来ます。

● 製品仕様

品名	フィルター付 ストマッカー用袋 切り口付き	ストマッカー用袋 (大) 切り口はありません	ストマッカー用袋 (小) 切り口はありません
品番	AS61-21001	AS61-11200	AS61-11300
サイズ	30cm×19cm 厚み0.065mm	30cm×18cm	15cm×10cm
入数	500枚/箱 (20枚包装×25袋)	1000枚/箱 (20枚包装×50袋)	
材質	ナイロン/ポリエチレン		
滅菌方法	ガンマ線滅菌済み		
価格	¥12,000- (1枚あたり@¥24-) 別途消費税	¥12,000- (1枚あたり@¥12-) 別途消費税	¥12,000- (1枚あたり@¥12-) 別途消費税
送料	当方負担		

お試用サンプルをご用意しております。ご用命下さい

全てのお客様のために
直販のブランド

Joshin

ご発注は、ファクシミリへどうぞ

048-610-8353

上新バイオテック

JoshinBio-Technology

FAX:048-610-8353

URL:www.abcbio.net

E-mail:biosales@abcbio.net